

DISINFETTANTE ALL'ALCOOL ISOPROPILICO

DT H101

DTH101 **ISOPRYL ***

Disinfettante all'alcool isopropilico

RIMUOVE LO SPORCO ORGANICO E NON LASCIA RESIDUI



Presidio Medico Chirurgico 19235

Formulato specifico per la rimozione dello sporco organico e la riduzione della flora microbica. Prodotto a base di isopropanolo attivo su una ampia gamma di microrganismi. **Contiene tensioattivi di origine naturale derivati dal glucosio completamente biodegradabili.** Non richiede risciacquo e quindi permette di non interrompere il ciclo produttivo. **Non contiene sali alcalini, coloranti, essenze e sostanze dannose per gli alimenti e per i consumatori. Non corrosivo,** garantisce una buona sicurezza manipolativa per gli operatori.

Applicabile su superfici (es. piani di lavoro, vetri, tavoli ecc.), attrezzature (es. recipienti, coltellerie, spatole ecc) e macchinari (affettatrici, tritacarne ecc).

MODALITA' D'USO: Preparare una soluzione contenente il 10% di prodotto in acqua. Applicare sulle superfici e lasciare agire per 15 minuti per una igienizzazione completa. Quindi rimuovere con carta a perdere. Se utilizzato a concentrazioni superiori risciacquare.

Confezioni da: 1 - 30

PRODOTTO SOTTO IL CONTROLLO DEL SISTEMA:

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITA' CERTIFICATO

UNI EN ISO 9001:2008

Stabilimento di Trezzo sull'Adda (Mi) Tel. - 02 90963395

Prodotto ad uso professionale

FORMULA DEPOSITATA PRESSO L'ISTITUTO SUPERIORE DELLA SANITA'